


SHOPPING

R-EVOLUTION

SCHEMA TECNICA




*UN PICCOLO
DISPOSITIVO CHE
CAMBIERÀ IL
NOSTRO MODO DI
FARE LA SPESA*



www.sanicart.eu

SMARTKIOSK Italy S.r.l.
Via Belgio, 1,
56021 Cascina PI
PIVA: 02157160504

TEL: 0587 294486
MAIL: info@smartkioskitaly.com
PEC: legal@pec.smartkiosk.eu
WEB: www.smartkioskitaly.com




SCHEDA TECNICA

Sanicart è un dispositivo ideato da Smartkiosk e ingegnerizzato dal CETMA – Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e Materiali. In quattro semplici passaggi consente un'installazione robusta a carrelli con manico di diametro compreso tra 26 e 30 mm. Saranno sufficienti due scorrimenti per consentire la distribuzione uniforme del gel sanificante lungo l'intera superficie di presa. Sanicart è un disegno registrato presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) – DMC 007844824-0001.


Misure del prodotto: Dimensioni diametro per larghezza – (mm) 70 x 90; peso a secco di 147 gr.

Sanicart è composto da 2 gusci in policarbonato, 2 feltrini interni naturali ed ecologici, 4 viti in acciaio, 1 valvola di tenuta in silicone




ISTRUZIONI

1 Montaggio guscio posteriore + feltrino 1



2 Guscio posteriore + feltrino 1 montati sul manico



3 Montaggio guscio anteriore + feltrino 2; inserimento viti anteriori e valvolina di tenuta nelle apposite sedi



4 Inserimento viti posteriori nelle apposite sedi del guscio posteriore

